

## COMO REALIZAR O IMPLANTE DUET?

Assista o vídeo explicativo do procedimento:

<http://www.youtube.com/watch?v=VkmKP20j35A&feature=youtu.be>

A técnica **DUET é ÚNICA** com as lentes *Sulcoflex*<sup>®</sup>. Estas lentes foram especialmente desenhadas para o implante no sulco e, como tal, todos aqueles já conhecidos problemas associados à prática do "piggyback" – duas lentes biconvexas no saco capsular – são coisas do passado.

Os desenhos especiais da óptica da lente e das alças formam a base desse conceito único.

De modo a evitar a opacificação interlenticular, a *Sulcoflex*<sup>®</sup> apresenta um design de óptica côncavo/convexo, o que assegura uma distância média entre as lentes de aproximadamente 500 micra.

O implante DUET pode ser primário, no mesmo procedimento cirúrgico, ou secundário.